

2020 Korea Health Datathon Medical Image

부비동 영상 데이터



Contents


- 1. 부비동영상 데이터 정의
- Ⅱ. 부비동영상 데이터 셋
- Ⅲ. 평가기준



|부비동 X-ray 영상

부비동 X-ray : 축농증, 감기, 알레르기 등으로 코막힘 등이 있을 때 검사


〈그림, 부비동의 구조와 위치〉








- 안면부의 전면과 측면을 촬영
- 각 부비동의 위치에 따라 촬영 각도 및 방법이 달라짐
- Waters' view
- X선이 궤도 선에 대해 45° 각도를 이루어 조사
- 상악동을 보기 위한 촬영 방법





| 부비동염

부비동에 세균, 바이러스가 침투하여 염증이 발생한 질환으로, 흔히 '축능증'이라 불림



Sinusitis (부비동염)

- 1) Mucosal thickening :상악동 내 점막 비후가 2mm 이상인 경우
- 2) Air fluid
- :상악동 내 공기와 액체 음영이 가로로 명확히 보이는 경우
- 3) Haziness
- :상악동 전체에 혼탁화 음역이 확인되는 경우



| 부비동영상



양측 상악동 정상



양측 상악동 Air fluid



양측 상악동 Mucosal thickening




우측 상악동 Haziness

부비동영상 데이터 현황

부비동영상 데이터 제공 표 (건양대병원)

질환	Train 수량 (건)	Test 수량 (건)	비율 (%)
정상	2,500	250	78%
Mucosal thickening	360	40	13%
Air fluid	150	20	6%
Haziness	90	10	3%


| 데이터셋 구성



DIRECTORY		CONTENTS	
	/0000001_0_0.jpg		
/train	/0000002_x_1.jpg		
	/0000003_2_3.jpg	 - 1) Jpg 확장자	
/test	/0000011_0_0.jpg	1) 3pg = 6^1	
	/0000012_x_1.jpg	2) 600*600*3	
	/0000013_2_3.jpg	- 원본 영상 비율에 따라 h, w값은 상이함	
/test_submit	/00000021_0_0.jpg	- 최대값은 600 유지	
	/00000022_x_1.jpg		
	/00000023_2_3.jpg		



시스템 베이스라인





CNN 모델 샘플 코드 (keras)

def SampleModelKeras(in_shape, num_classes):

```
model = Sequential()
model.add(Conv2D(filters=64, kernel_size=(3, 3), padding='same', input_shape=in_shape))
model.add(BatchNormalization(axis=-1))
model.add(ReLU())
model.add(Conv2D(filters=64, kernel_size=(3, 3), padding='same'))
model.add(BatchNormalization(axis=-1))
model.add(ReLU())
model.add(MaxPooling2D(pool_size=(2, 2)))
model.add(Conv2D(filters=128, kernel_size=(3, 3), padding='same'))
model.add(BatchNormalization(axis=-1))
model.add(ReLU())
model.add(Conv2D(filters=128, kernel_size=(3, 3), padding='same'))
model.add(BatchNormalization(axis=-1))
model.add(ReLU())
model.add(MaxPooling2D(pool_size=(2, 2)))
model.add(Conv2D(filters=256, kernel_size=(3, 3), padding='same'))
model.add(BatchNormalization(axis=-1))
model.add(ReLU())
model.add(Conv2D(filters=256, kernel_size=(3, 3), padding='same'))
model.add(BatchNormalization(axis=-1))
model.add(ReLU())
model.add(Flatten())
model.add(Dense(256*4*4, activation='relu'))
model.add(Dense(512, activation='relu'))
model.add(Dense(64, activation='relu'))
model.add(Dense(num_classes, activation='softmax'))
return model
```



CNN 모델 샘플 코드 (pytorch)

class SampleModelTorch(nn.Module):

```
def __init__(self, num_classes=4):
               super(SampleModelTorch, self).__init__()
               self.layer1 = nn.Sequential(nn.Conv2d(1, 64,
                                                             kernel_size=3, padding=2), nn.BatchNorm2d(64), nn.ReLU(),
      nn.Conv2d(64, 64, kernel_size=3, padding=2), nn.BatchNorm2d(64), nn.ReLU(),
      nn.MaxPool2d(kernel_size=2, stride=2))
               self.layer2 = nn.Sequential(nn.Conv2d(64, 128, kernel_size=3, padding=2), nn.BatchNorm2d(128), nn.ReLU(),
      nn.Conv2d(128, 128, kernel_size=3, padding=2), nn.BatchNorm2d(128), nn.ReLU(),
      nn.MaxPool2d(kernel_size=2, stride=2))
               self.layer3 = nn.Sequential(nn.Conv2d(128, 256, kernel_size=3, padding=2), nn.BatchNorm2d(256), nn.ReLU(),
      nn.Conv2d(256, 256, kernel_size=3, padding=2), nn.BatchNorm2d(256), nn.ReLU())
               self.fc = nn.Sequential(nn.Linear(256 * 4 * 4, 512), nn.Linear(512, 64), nn.Linear(64, num_classes))
def forward(self, x):
               x = self.layer1(x)
               x = self.layer2(x)
               x = self.layer3(x)
               x = x.reshape(x.size(0), -1)
               x = self.fc(x)
               return x
```



NSML Leaderboard

F1 score : recall(재현율)과 precision(정밀도)의 조화 평균.

Recall: true라고 분류된 것 중 실제 true인 비율

Precision : 실제 true 중 true로 분류된 비율

$$\frac{TP}{TP+FP}$$

$$\frac{TP}{TP+FN}$$



Precision

$$F1 \ score = \frac{2}{recall^{-1} + precision^{-1}} = \frac{TP}{TP + \frac{1}{2}(FP + FN)}$$

Weighted F1 score

Leaderboard score

$$=\frac{(1\times F1\,score_0)+(2\times F1\,score_1)+(3\times F1\,score_2)+(4\times F1\,score_3)}{10}$$

* F1 $score_n$: F1 score for class n



NSML Leaderboard

A / B Track 공통사항

- Pre-trained model 사용 가능
- 시간당 최대 1번 commit
- 모델 용량 300MB 이하
- 문의사항 답변 시간 :
 9/21 (월) 15:00 18:00,
 9/22~24 (화~목) 09:00 18:00,
 9/25 (금) 09:00-17:00



